


Tsr1 토끼 다클론 항체 (Wb용) - Q2N182

품목 번호: CM0025899



소개

인간 TSR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 시료에서 내인성 TSR1을 검출하며, 리보솜 생합성 연구에 필수적인 도구입니다. 배송: 아이스백

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSR1 토끼 pAb
비고/별칭	TSR1
종	인간
GeneID (인간)	55720
면역원	인간 TSR1 (NP_060598.3)의 아미노산 455-804에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q2N182
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백