

Ttk Rabbit Pab - Ttk

품목 번호: CM0019887

소개

TTK Rabbit pAb은 인간 TTK 단백질의 재조합 단편에 대해 생성된 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫 샘플과 교차 반응성을 나타내고 예상 밴드 크기는 96-97 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTK Rabbit pAb
별칭	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPSIL1; TTK
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	7272
면역원	인간 TTK (NP_003309.2)의 아미노산 536-789에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
단백질 분자량	96kDa/97kDa
배송	아이스팩