

Tusc2 Rabbit Pab - O75896

품목 번호: CM0030646

소개

종양 억제 후보 2 (FUS1) 단백질을 표적으로 하는 TUSC2 토끼 다클로날 항체(pAb). 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 적용 가능하며, 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 암 생물학 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TUSC2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11; TUSC2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	11334
GeneID	11334
면역원(Immunogen)	사람 TUSC2 (NP_009206.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75896
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)