

Twist2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Wvj9

품목 번호: CM0027582

소개

인간 TWIST2(bHLHa39, Dermo-1)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 전사 조절, 골형성 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TWIST2 Rabbit pAb
비고/별칭	AMS; FFDD3; BBRSAY; DERM01; SETLSS; bHLHa39; TWIST2
종	인간
유전자 ID (인간)	117581
면역원	합성 펩타이드: 인간 TWIST2 (NP_476527.1)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원료	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8WVJ9
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백