

Wb, Elisa용 Tyro3 토끼 다클론 항체 - Q06418

품목 번호: CM0017384



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Tyro3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 Tyro3을 검출하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 연구 응용 분야에서 Tyro3 매개 신호 전달, 신경 보호 및 바이러스 진입 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tyro3 토끼 pAb
비고/별칭	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
종	인간
유전자 ID (인간)	7301
유전자 ID	7301
면역원	인간 Tyro3 (NP_006284.2)의 아미노산 290-430에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q06418
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스백