

Ube2D1 토끼 Pab, Wb·ihc-P·elisa용 - P51668

품목 번호: CM0024097



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용

UBE2D1(UBCH5/UBC4/5)에 대한 토끼 다클론

항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 단백질을 인식합니다.

유비퀴틴 접합 및 단백질 분해 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2D1 토끼 pAb
비고/별칭	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1; UBE2D1
종	인간
유전자 ID (인간)	7321
유전자 ID	7321
면역원	재조합 단백질 인간 UBE2D1(NP_003329.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51668
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩