

Ube2F Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969M7

품목 번호: CM0025491



소개

UBE2F(NEDD8-접합 효소 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응함. 네덜일화 및 켤린 변형 경로 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2F Rabbit pAb
비고/별칭	NCE2; UBE2F
종	인간
GeneID	140739
면역원	인간 UBE2F (NP_542409.1)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969M7
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백