

Wb, Ihc-P, Elisa용 Ube2I 토끼 단클론 항체 - P63279

품목 번호: CM0008970



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 신뢰할 수 있는 UBE2I (UBC9) 토끼 단클론 항체입니다.

수모이화(sumoylation), 핵 구조 및 염색체 분리의 핵심 조절자인 인간, 마우스 및 래트 SUMO 결합 효소 UBC9를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2I 토끼 mAb
비고/별칭	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
종	인간
유전자ID (인간)	7329
유전자ID	7329
면역원	인간 UBE2I (P63279)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63279
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백