

Wb용 Ube2I 토끼 Pab - P63279

품목 번호: CM0020692



소개

UBE2I(UBC9)에 대한 이 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스 및 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 높은 특이성으로 SUMO화와 염색체 분리를 연구해 보세요.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UBE2I 토끼 pAb
비고/별칭	P18; UBC9; C358B7.1; UBE2I
종	인간
GeneID (인간)	7329
GeneID	7329
면역원	인간 UBE2I(NP_003336.1)의 아미노산 1-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P63279
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩