


Wb, Elisa용 Ube2W 토끼 다클론 항체 - Q96B02

품목 번호: CM0022764



소개

이 UBE2W 토끼 다클론 항체는 인간 및 마우스 UBE2W(UBC-16)를 검출하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. UBE2W는 N 말단 단일 유비퀴틴화 및 DNA 복구에 관여하는 E2 유비퀴틴 접합 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2W 토끼 pAb
비고/별칭	UBC16; UBC-16; UBE2W
종	인간
GeneID (인간)	55284
GeneID	55284
면역원	인간 UBE2W(NP_001001481.2)의 아미노산 40-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96B02
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩