


Ube3A Rabbit Pab - Q05086

품목 번호: CM0024656



소개

UBE3A 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 101 kDa 밴드를 검출합니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화, 일주기 리듬, 시냅스 가소성 및 바이러스성 종양형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE3A Rabbit pAb
비고/별칭	AS; ANCR; PIX1; E6-AP; HPVE6A; EPVE6AP; UBE3A
종	인간
GeneID (Human)	7337
면역원	인간 UBE3A (NP_570853.1)의 아미노산 300-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05086
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백