

Ube4A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14139

품목 번호: CM0028377



소개

인간 UBE4A (유비퀴틴 접합 인자 E4 A)에 대한 Rabbit polyclonal antibody for WB, IHC-P, ELISA. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE4A Rabbit pAb
비고/별칭	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
종	인간
유전자 ID (인간)	9354
유전자 ID	9354
면역원	아미노산 797-1066에 해당하는 서열을 포함하는 인간 UBE4A 재조합 용합 단백질 (NP_001191006.1)
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q14139
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백