

유비퀴틴 토끼 다클로날 항체 - P0CG47

품목 번호: CM0015192



소개

WB, IHC-P, ELISA용 유비퀴틴 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 쥐, 랫트 유비퀴틴과 반응합니다. 프로테아좀 분해, DNA 복구 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	유비퀴틴 토끼 pAb
비고/별칭	HEL-S-50; 유비퀴틴
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7314
GeneID	7314
면역원(Immunogen)	인간 유비퀴틴 (NP_061828.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P0CG47
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)