


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 유비퀴틴 토끼 다클론 항체 - P0Cg47

품목 번호: CM0022900



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용에 적합한 고품질 유비퀴틴 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드 및 기타 종의 유비퀴틴을 검출합니다. 단백질 분해 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	유비퀴틴 토끼 pAb
비고/별칭	HEL-S-50; 유비퀴틴
GeneID (사람)	7314
GeneID	7314
면역원	사람 유비퀴틴(NP_061828.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드, 기타 종(광범위한 범위로 예측됨)
SWISS	P0CG47
단백질 중량	26kDa
배송	아이스 팩