


Ubiquityl-Histone H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa

품목 번호: CM0000075



소개

라이신 119에서 유비퀴틸화된 히스톤 H2A(UniProt P04908/P0C0S8)를 표적하는 토끼 폴리클로날항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 넓은 종 반응성(인간, 마우스, 래트 및 예측 종)을 보입니다. IVD 개발을 위한 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ubiquityl-Histone H2A-K119 토끼 pAb
비고/별칭	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histone H2A-K119
종	인간
GeneID (human)	H2A
GeneID	3012/8329
면역원	합성 펩타이드: 인간 HIST1H2AB (NP_734466.1)의 K119 주변 합성 유비퀴틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P04908/P0C0S8
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백