


Wb 및 Elisa용 Uch37/Uchl5 토끼 단일클론 항체 - Q9Y5K5

품목 번호: CM0007414



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 UCH37/UCHL5에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 단백질 분해 및 DNA 복구에 관여하는 프로테아좀 관련 탈유비퀴틴화효소인 인간, 마우스 및 랫드 UCHL5를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UCH37/UCHL5 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; 유비퀴틴 C-말단 가수분해효소 L5; UCH37/UCHL5
종	인간
유전자 ID	51377
면역원	인간 UCH37/UCHL5의 아미노산 1-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057068.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5K5
단백질 분자량	36kDa/37kDa
배송	아이스팩