

Ucp3 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P55916

품목 번호: CM0019577

소개

인간 UCP3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응. 미토콘드리아 대사 및 언커플링 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	UCP3 Rabbit pAb
비고/별칭	SLC25A9; UCP3
종	인간
GeneID (인간)	7352
GeneID	7352
면역원	인간 UCP3 (NP_073714.1)의 아미노산 20-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55916
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백