

Ugt2B7 Rabbit Pab - P16662

품목 번호: CM0022216



소개

UGT2B7에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트에 반응함. 아미노산 25-351을 표적함. 약물 대사 및 호르몬 접합 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UGT2B7 Rabbit pAb
비고/별칭	UGT2B9; UDPGTH2; UDPGT2B7; UDPGTh-2; UDPGT 2B7; UDPGT 2B9; UGT2B7
종	인간
GeneID (인간)	7364
GeneID	7364
면역원	인간 UGT2B7 (NP_001065.2)의 아미노산 25-351에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16662
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백