

Wb 및 Elisa용 Unc5C 토끼 다클론 항체 - O95185

품목 번호: CM0013449

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 UNC5C 토끼 다클론 항체. 인간, 생쥐 및 래트 UNC5C(103 kDa)와 반응합니다. 축삭 유도 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UNC5C 토끼 pAb
비고/별칭	UNC5H3; UNC5C
종	인간
유전자ID (인간)	8633
유전자ID	8633
면역원	인간 UNC5C (NP_003719.3)의 아미노산 300-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O95185
단백질 분자량	103kDa
배송 방식	아이스 팩