

Upf1/Rent1 토끼 다클론 항체 - Q92900

품목 번호: CM0015188



소개

인간 UPF1/RENT1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 넌센스 매개 mRNA 분해(NMD) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UPF1/RENT1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
종	인간
GeneID (인간)	5976
GeneID	5976
면역원	인간 UPF1/RENT1(NP_002902.2)의 아미노산 819-1118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92900
단백질 분자량	124 kDa
배송	얼음팩