


Wb, Ihc-P, Elisa용 Uqcrh 토끼 단일클론 항체 - P07919

품목 번호: CM0010274



소개

미토콘드리아 복합체 III 소단위체인 인간 UQCRH를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 질환 및 생체에너지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UQCRH 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
종	인간
GeneID (인간)	7388
GeneID	7388
면역원	인간 UQCRH(P07919)의 아미노산 1-91에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07919
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩