

Ush1C Rabbit Pab - Ush1C

품목 번호: CM0024824

소개

제브라피쉬 USH1C를 표적으로 하는 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. Usher 증후군 및 감각 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USH1C Rabbit pAb
비고/별칭	zgc:136806; USH1C
종	제브라피쉬
유전자 ID (인간)	10083
유전자 ID	564412
면역원	제브라피쉬 USH1C (NP_001035018.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
배송	아이스백