

Wb, If/Icc, Elisa용 Usp10 토끼 단일클론 항체 - Q14694

품목 번호: CM0008843



소개

인간 USP10 (Q14694)을 타겟으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 데유비퀴틴화(deubiquitination), 오토파지(자가포식), DNA 손상 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP10 Rabbit mAb
비고/별칭	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9100
유전자 ID	9100
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 USP10 (Q14694)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q14694
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백