

Usp10 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q14694

품목 번호: CM0028047



소개

사람 USP10을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. USP10은 p53, 오토파지, 리보솜 재활용 및 NF-kB 신호 전달을 조절하는 데유비퀴틴화 효소입니다. 암 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP10 Rabbit pAb
비고/별칭	UBPO; USP10
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9100
유전자 ID	9100
면역원(Immunogen)	제조합 단백질; 사람 USP10 (NP_005144.2)의 아미노산 499-798에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q14694
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)