

Usp18 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Umw8

품목 번호: CM0022495

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 거친 고품질 USP18 토끼 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 USP18과 반응합니다. 인터페론 신호 전달 및 면역 조절에서 ISG15-특이적 프로테아제 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP18 토끼 pAb
비고/별칭	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
종	인간
유전자 ID (인간)	11274
유전자 ID	11274
면역원	인간 USP18 (NP_059110.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMW8
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백