

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Usp39 토끼 단일클론 항체 - Q53Gs9

품목 번호: CM0006742



소개

이 토끼 단일클론 항체로 USP39 (Q53GS9)를 검증하세요. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 전구 mRNA 스플라이싱, DNA 복구, 항바이러스 반응 및 NF-κB 조절에 관여하는 데유비퀴티나제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP39 Rabbit mAb
비고/별칭	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	10713
GeneID	10713
면역원	인간 USP39 (Q53GS9)의 아미노산 466-565 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q53GS9
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백