


Wb, Ihc-P, Elisa용 Usp7/Hausp Rabbit Monoclonal Antibody - Q93009

품목 번호: CM0009663



소개

인간 USP7/HAUSP(Q93009)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. p53 경로, DNA 수리, 탈유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	USP7/HAUSP Rabbit mAb
비고/별칭	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
종	인간
GeneID (인간)	7874
GeneID	7874
면역원	재조합 단백질 (인간 USP7/HAUSP (Q93009)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질)
원산	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q93009
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백