


Usp7/Hausp Rabbit Pab - Q93009

품목 번호: CM0016624



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 USP7/HAUSP 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. p53 조절 및 DNA 복구 과정의 데유비퀴틴화 효소 USP7을 타겟으로 합니다. 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP7/HAUSP Rabbit pAb
비고/별칭	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; Cl6DELp13.2; USP7/HAUSP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7874
GeneID	7874
면역원(Immunogen)	인간 USP7/HAUSP (NP_003461.2)의 아미노산 206-1102에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q93009
단백질 분자량	128 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)