


Usp9X 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q93008

품목 번호: CM0004842



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 USP9X 토끼 단일클론 항체입니다. 단백질 분해 및 신호 전달에 중요한 역할을 하는 디유비퀴티네이스(deubiquitinase)인 인간, 마우스 및 래트 USP9X와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	USP9X Rabbit mAb
비고/별칭	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	8239
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 USP9X (Q93008)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 래트)
SWISS	Q93008
단백질 분자량	290kDa
배송(Shipping)	아이스백