

Wb, Elisa용 B-시뉴클레인 토끼 다클론 항체 - Q16143

품목 번호: CM0017099

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 β -시뉴클레인 토끼 다클론 항체입니다. 인간 β -시뉴클레인을 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 알츠하이머병 및 기타 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	β -시뉴클레인 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SNCB; β -시뉴클레인
종	인간
GeneID (인간)	6620
GeneID	6620
면역원	인간 β -시뉴클레인의 아미노산 1-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001001502.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16143
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩