

Wb, Ihc-P, Elisa용 Vamp2 토끼 다클론 항체 - P63027

품목 번호: CM0012863



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질 VAMP2(synaptobrevin-2) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 VAMP2를 인식합니다. 신경전달물질 방출 및 시냅스 소포 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VAMP2 토끼 pAb
비고/별칭	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
종	인간
유전자 ID(인간)	6844
유전자 ID	6844
면역원	인간 VAMP2(NP_055047.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P63027
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩