


Vcp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

품목 번호: CM0026010



소개

VCP(p97/TERA)를 표적하는 고품질 토끼 폴리클론항체로 Western blot, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 VCP와 반응합니다. ERAD, 자가포식, DNA 손상 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VCP Rabbit pAb
비고/별칭	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
종	인간
GeneID	7415
면역원	인간 VCP (NP_009057.1)의 아미노산 460-770 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55072
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백