


Vegfc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

품목 번호: CM0017694



소개

Anti-VEGFC rabbit pAb는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 혈관신생 및 림프관신생의 핵심 성장인자인 인간 및 마우스 VEGFC를 인식합니다. 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEGFC Rabbit pAb
비고/별칭	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
종	인간
유전자 ID (인간)	7424
유전자 ID	7424
면역원	인간 VEGFC (NP_005420.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49767
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백