

Wb 및 Elisa용 Veph1 토끼 다클로날 항체 - Q14D04

품목 번호: CM0015871

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 VEPH1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 VEPH1 (MELT) 단백질을 표적으로 하며 마우스와 교차 반응합니다. TGF-베타 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VEPH1 Rabbit pAb
비고/별칭	MELT; VEPH; VEPH1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	79674
항원(Immunogen)	인간 VEPH1 (NP_078897.2)의 아미노산 448-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q14D04
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)