


Bii-튜불린/ β 2-튜불린 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13885 / Q9Bva1

품목 번호: CM0009206



소개

β II-튜불린/ β 2-튜불린 (TUBB2A/TUBB2B)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 반응; 미세소관 역학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	β II-튜불린/ β 2-튜불린 Rabbit mAb
비고/별칭	CDCBM5; TUBB; TUBB2; β II-튜불린/ β 2-튜불린
종	인간
유전자 ID (인간)	7280/347733
유전자 ID	7280/347733
면역원	합성 펩타이드 인간 β II-튜불린/ β 2-튜불린(Q13885)의 아미노산 346-445에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13885/Q9BVA1
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백