

Wb, Elisa용 Villin1 토끼 다클로날 항체 - P09327

품목 번호: CM0027871



소개

사람 Villin-1에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 내인성 Villin-1을 검출합니다. 상피세포 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Villin1 Rabbit pAb
비고/별칭	VIL; D2S1471; Villin1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7429
면역원	사람 Villin1 (NP_009058.2)의 아미노산 1-827에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P09327
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)