

Vimp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bqe4

품목 번호: CM0014427



소개

VIMP 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. ER 관련 분해에 관여하는 셀레노프로테인 S를 표적으로 합니다. 소포체 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VIMP Rabbit pAb
비고/별칭	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
종	인간
GeneID (인간)	55829
GeneID	55829
면역원	인간 VIMP (NP_982298.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQE4
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백