


Vinculin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P18206

품목 번호: CM0017750



소개

Vinculin Rabbit Polyclonal Antibody (PAb)는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드의 빈쿨린(~124kDa)을 검출합니다. 세포 부착, 세포골격, 기계적 감각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Vinculin Rabbit pAb
비고/별칭	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
종	인간
유전자 ID (인간)	7414
면역원	인간 Vinculin (NP_054706.1)의 아미노산 751-850에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18206
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백