


Wb, Ihc-P, Elisa용 Vip 토끼 다클론 항체 - P01282

품목 번호: CM0017706



소개

VIP 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 VIP와 반응합니다. 신경펩타이드 신호 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VIP 토끼 다클론 항체
비고/별칭	PHM27; VIP
종	인간
GeneID (인간)	7432
GeneID	7432
면역원	인간 VIP(NP_003372.1)의 아미노산 31-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01282
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스팩