


Wb, Elisa용 Vip 토끼 다클론 항체 - P01282

품목 번호: CM0022524



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 VIP 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스 및 래트 샘플에 적합합니다. 혈관확장, 신장보호 및 면역조절에 관여하는 VIP 신경펩티드를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VIP 토끼 pAb
비고/별칭	PHM27; VIP
종	사람
유전자ID (사람)	7432
유전자ID	7432
면역원	사람 VIP (NP_919416.1)의 아미노산 1-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P01282
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩