

Vista 토끼 다클론 항체 - Q9H7M9

품목 번호: CM0015627



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 인간 VISTA(B7H5, GI24)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. T세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VISTA 토끼 다클론 항체
비고/별칭	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SIS1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
종	인간
유전자 ID	64115
면역원	인간 VISTA(NP_071436.1)의 아미노산 33-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H7M9
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백