


Vldlr Rabbit Pab For Wb, Elisa - P98155

품목 번호: CM0030111



소개

VLDLR Rabbit pAb는 인간 및 마우스의 매우 저밀도 지단백 수용체에 특이적이며, WB 및 ELISA에 적합합니다. 지질 대사, Reelin 신호 전달 및 신경 세포 이동 연구를 위한 핵심 시약입니다. CamelBio의 원스톱 IVD 원료 플랫폼에서 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VLDLR Rabbit pAb
비고/별칭	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
종	인간
GeneID (Human)	7436
GeneID	7436
면역원	인간 VLDLR(NP_003374.3)의 아미노산 833-869을 포함하는 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P98155
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백