


Vps37A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

품목 번호: CM0015311



소개

VPS37A를 표적하는 Rabbit polyclonal antibody로, ESCRT-I 복합체 서브유닛입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역원은 인간 VPS37A의 아미노산 224-397에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VPS37A Rabbit pAb
비고/별칭	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
종	인간
유전자 ID (인간)	137492
유전자 ID	137492
면역원	인간 VPS37A (NP_689628.2)의 아미노산 224-397에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NEZ2
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백