

Wb, If/Icc, Elisa용 Vsnl1/Vilip-1 토끼 다클로날 항체 - P62760

품목 번호: CM0028214

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질 VSNL1/VILIP-1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 신경과학 및 알츠하이머병 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	VSNL1/VILIP-1 Rabbit pAb
비고/별칭	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7447
GeneID	7447
면역원(Immunogen)	인간 VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)의 아미노산 2-191을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62760
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백