

Wb 및 Elisa용 Wasf3 토끼 다클론 항체 - Q9Upy6

품목 번호: CM0021186

소개

인간 WASF3(WAVE3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 액틴 세포골격 역학 및 세포 형태 연구에 이상적입니다. - Q9UPY6

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WASF3 토끼 pAb
비고/별칭	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
종	인간
유전자 ID	10810
면역원	인간 WASF3 (NP_001278894.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPY6
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩