


Wb 및 Elisa용 Wdr77 마우스 단일클론 항체 - Q9Bqa1

품목 번호: CM0004401



소개

인간 WDR77(p44/Mep50)에 대한 마우스 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 메틸로솜(methylosome) 기능, 스플라이스솜 Sm 단백질 조립, Piwi 단백질 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WDR77 마우스 mAb
비고/별칭	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	79084
유전자 ID	79084
면역원(Immunogen)	인간 WDR77 재조합 단백질
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9BQA1
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스백