

Wb, Elisa용 Wisp3 토끼 다가클로널 항체 - O95389

품목 번호: CM0017206

소개

사람 WISP3 (CCN6)에 대한 고품 토끼 다가클로널 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 미토콘드리아 호흡 및 골격 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	WISP3 Rabbit pAb
비고/별칭	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8838
GeneID	8838
면역원	재조합 단백질 사람 WISP3 (NP_937882.1)의 아미노산 42-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다가클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O95389
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)