


Wnk3 Rabbit Mab - Q9Byp7

품목 번호: CM0006493



소개

인간 WNK3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 WNK3(~198 kDa)을 검출합니다. 키나제 신호 전달 및 전해질 항상성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	WNK3 Rabbit mAb
비고/별칭	PRKWNK3; WNK3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	65267
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 인간 WNK3의 아미노산 1700-1800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. (NP_065973.2).
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BYP7
단백질 분자량	198 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)