

Wnt3A Rabbit Pab For Wb, Elisa - P56704

품목 번호: CM0015993



소개

WNT3A Rabbit pAb는 인간 및 마우스 Wnt-3a를 표적으로 하는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론성 항체입니다. 표준 Wnt 신호 전달, 발생 생물학 및 줄기세포 자기 재생 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	WNT3A Rabbit pAb
비고/별칭	WNT3A
종	인간
GeneID	89780
면역원	인간 WNT3A (NP_149122.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 기반으로 한 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론성 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P56704
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백