

Wb, If/Icc, Elisa용 Wtap 토끼 다클로날 항체 - Q15007

품목 번호: CM0020858



소개

사람, 쥐, 랫트와 교차 반응성을 확인한 WB, IF/ICC, ELISA용 WTAP 토끼 다클로날 항체(pAb). 전령 RNA 스플라이싱 조절 인자인 WTAP과 주요 m6A 메틸화 인자를 표적으로 합니다. RNA 변형 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	WTAP Rabbit pAb
비고/별칭	Mum2; WTAP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9589
GeneID	9589
면역원(Immunogen)	사람 WTAP (NP_004897.2)의 아미노산 212-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15007
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)